



SERAFIT®
PROTECT

Nuove suture con antibatterico





SERAFIT® PROTECT

Rivestimento con antibatterico

Buona stabilità del nodo

Duttilità eccezionale

Minimo effetto memoria

SERAFIT® PROTECT è una sutura intrecciata riassorbibile che è incredibilmente duttile, passa facilmente attraverso i tessuti, ma ha un effetto memoria minimo. Può essere utilizzata in aree contenenti sangue e secrezioni, e assicura una buona stabilità del nodo.

Rivestimento con antibatterico

SERAFIT® PROTECT può essere utile nella prevenzione delle infezioni. La possibilità di colonizzazioni batteriche del filo è considerevolmente ridotta. Il coating antibatterico consiste di clorexidina, un antibiotico ad ampio spettro, in uso da molti anni nell'industria cosmetica e in medicina.

Risultati della diffusione di agar




Staphylococcus aureus




Methicillin-resistant Staphylococcus epidermis






















Materiale	PGA ACIDO POLIGLICOLICO
Simbolo	 viola, multifilamento (intrecciato), rivestito
Calibri disponibili	da USP 4/0 a 2 da EP 1,5 a 5
Tempo di assorbimento	50% della forza tensile dopo 18-20 giorni assorbimento totale dopo 60-90 giorni
Combinazioni disponibili	senza ago: fili liberi / multipack con ago: con DS, FRX, HR, HRT, HRX, HS
Indications / aree di utilizzo	Suture / dermatologia / gastroenterologia / ginecologia / urologia






Resistenza alla trazione [%]



Profilo di assorbimento in vitro
SERAFIT® PROTECT viola
EP 2, USP 3/0

Ago		Ø USP	Ø EP	Lunghezza sutura in mt	Pz/ Conf.	Codice
ARX-35		1	4	1 x 0,70	24	MHO403225
DS-25		3/0	2	1 x 0,70	24	MHO203215
DS-30		0	3,5	1 x 0,70	24	MHO353216
DS-35		0 1	3,5 4	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	MHO353217 MHO403217
FRX-27		2/0 1	3 4	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	MHO303226 MHO403226
FRX-36		0	3,5	1 x 0,70	24	MHO353227
HR-22		4/0 3/0 2/0	1,5 2 3	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24	MHO15322C MHO20322C MHO30322C
HR-26		3/0 2/0	2 3	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	MHO203241 MHO303241
HR-30		3/0 2/0 0	2 3 3,5	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24	MHO203242 MHO303242 MHO353242
HR-36		2/0 0 1 1	3 3,5 4 4	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,90	24 24 24 24	MHO303243 MHO353243 MHO403243 MHO404443
HR-40		0 1 1	3,5 4 4	1 x 0,90 1 x 0,70 1 x 0,90	24 24 24	MHO354444 MHO403244 MHO404444

Ago		Ø USP	Ø EP	Lunghezza sutura in mt	Pz/ Conf.	Codice
HR-48		0	3,5	1 x 0,90	24	MHO35446C
		1	4	1 x 0,90	24	MHO40446C
HRT-35		3/0	2	1 x 0,90	24	MHO204458
		2/0	3	1 x 0,70	24	MHO303258
		2/0	3	1 x 0,90	24	MHO304458
		0	3,5	1 x 0,90	24	MHO354458
HRT-40		1	4	1 x 0,70	24	MHO403259
		1	4	1 x 0,90	24	MHO404459
HRT-45		1	4	1 x 1,50	12	MHI405160
	sutura loop					
HRX-27		0	3,5	1 x 0,70	24	MHO353247
		1	4	1 x 0,70	24	MHO403247
HRX-36		2	5	1 x 0,90	24	MHO504448
HRX-40		1	4	1 x 1,50	12	MHI405149
	sutura loop					
HRX-40		1	4	1 x 0,70	24	MHO403249
		1	4	1 x 0,90	24	MHO404449

Ago		Ø USP	Ø EP	Lunghezza sutura in mt	Pz/ Conf.	Codice
HRX-48		1	4	1 x 1,50	12	MHI405150
	sutura loop					
HRX-48		1	4	1 x 0,70	24	MHO403250
		1	4	1 x 0,90	24	MHO404450
		2	5	1 x 0,90	24	MHO504450
HRXN-48		1	4	1 x 0,90	24	MHO40446Q
HS-40		1	4	1 x 0,90	24	MHO404466
HS-48		0	3,5	1 x 0,90	24	MHO35441Y

Ulteriori combinazioni su richiesta

Suture senza Ago

	Ø USP	Ø EP	Lunghezza sutura in mt	Pz/ Conf.	Codice
	3/0	2	6 x 0,45	12	MHN201500
	2/0	3	1 x 1,50	12	MHN305100
	2/0	3	5 x 0,70	12	MHN307500
	0	3,5	2 x 0,70	12	MHN357200
	1	4	2 x 0,70	12	MHN407200

Ulteriori combinazioni su richiesta

Le suture sono prodotte da Serag-Wiessner (Germania) e distribuite in esclusiva per l'Italia da Sofar SpA

